

# AFDELING MEDISCHE MICROBIOLOGIE & INFECTIEPREVENTIE

## INSTRUCTIE BLOEDKWEKEN, AANGEVRAAGD VIA ORDERCOM

### Volwassenen:

Gebruik per afname één aerob (blauwe dop) en één anaerob flesje (gouden dop) (10 ml bloed per flesje)

### Kinderen

<20 kg Gebruik de pediatrie (roze) bloedkweekflesje (1-3 ml bloed per flesje)

>20 kg Gebruik een normaal aerob flesje (blauwe dop) (10 ml bloed per flesje)

Gebruik op indicatie (intra-abdominale en weke delen infecties) tevens een anaerob flesje (gouden dop) (10 ml bloed)



**Figuur1.**

### PLAKINSTRUCTIE ETIKETTEN

- Plak 1 etiket op elk flesje. Plak etiket met tekst 'flesje blauwe dop' op flesje met de blauwe dop en etiket met tekst 'flesje gouden dop' op flesje met gouden dop (zie figuur 1)
- Plak etiket zodanig dat de barcode van het etiket
- **evenwijdig** ligt aan barcode van het flesje, zie figuur 1.
- Plak etiket **niet** over de barcode van de flesjes
- Bundel bloedkweekflesjes aerob en anaerob met een elastiekje.
- Breng flesjes zo snel mogelijk naar het laboratorium voor Medische Microbiologie. Is het laboratorium gesloten, plaats dan de flesjes in de witte bak bij kamertemperatuur in de

afgifte ruimte bij het laboratorium voor locatie Gasthuis. Voor locatie Vlietland lever materiaal in in Pantry bij receptie in centrale hal.

**Afname techniek**

- Desinfecteer de huid met 0,5% chloorhexidine in alcohol en laat 1 minuut inwerken.
- Verwijder plastic kapjes van de bloedkweekflesjes, desinfecteer de rubberjes van de flesjes.
- Gebruik het vacutainer bloedafnamesysteem
- Sluit in plaats van een bloedafnamebuis een bloedkweekflesje aan.